



ALPHARAD MATERIAIS PARA DIAGNÓSTICOS LTDA
C.N.P.J. : 05.923.871/0001-09 - I. E. : 626.682.052.110

E-Mail : negocios@alpharad.com.br, licita@alpharad.com.br

Ao Órgão 170394 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DF. Pregão Eletrônico N° 900572025. Apresentamos nossa proposta de preços.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	R\$ Unitário	Valor Total
3	EXTENSOR INFUSÃO VASCULAR TIPO: P/ BOMBA INJETORA CONTRASTE VIAS: 2 VIAS (EM Y) MODELO: ESPIRALADO MATERIAL: POLÍMERO COMPRIMENTO: CERCA DE 120 CM A 150 CM TIPO CONEXÃO: LUER LOCK / SLIP PRESSÃO MÁXIMA: DE 300 A 350 PSI CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: C/ VÁLVULA ANTIRREFLUXO TIPO USO: ESTÉRIL, USO ÚNICO COMPATÍVEL COM BOMBA INJETORA MALLINCKRODT OPTIVANTAGE DH, MODELO LIEBEFLARSHEIM (LF CT 9000ADV) MARCA: ALPHARAD FABRICANTE: ALPHARAD INDUSTRIA MODELO/VERSÃO: AEAY-010120	UNIDADE	110,00	16,00	1.760,00
4	EXTENSOR INFUSÃO VASCULAR TIPO: P/ BOMBA INJETORA CONTRASTE VIAS: 1 VIA MATERIAL: POLÍMERO COMPRIMENTO: CERCA DE 20 CM A 25 CM TIPO CONEXÃO: LUER LOCK / SLIP PRESSÃO MÁXIMA: DE 300 A 350 PSI CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: C/ VÁLVULA ANTIRREFLUXO TIPO USO: ESTÉRIL, USO ÚNICO. RMS: 80634889012 MARCA: ALPHARAD FABRICANTE: ALPHARAD INDUSTRIA MODELO/VERSÃO: ALRA-010020	UNIDADE	660,00	8,00	5.280,00
				Valor total da proposta:	7.040,00

O valor total dessa proposta é de R\$7.040,00 (sete mil e quarenta reais).

Dados Comerciais:

Dados Comerciais:

Banco Brasil -001

Agência: 1557-1

C/C: 108.126-8

Validade da proposta: 90 dias

Prazo de entrega: 60 dias

Prazo para pagamento: 30 dias

Garantia de 12 meses,

Declaro que entregarei o(s) material(s) comprovadamente novo(s) e sem uso, uma vez que não será(ão) aceito(s) material(is) recondicionado(s), reutilizado(s) ou reformado(s).

DECLARO, sob as sanções administrativas cabíveis, inclusive as criminais e sob as penas da lei, que toda documentação anexada ao sistema é autêntica.

Observações:

Declaramos que o objeto cotado atende todas as exigências do Edital, relativas as especificações e características, inclusive técnicas e que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital e seus anexos.

Nos preços estão inclusos todos os custos diretos e indiretos, taxa de administração, lucro, encargos trabalhistas e outras despesas necessárias ao cumprimento integral do objeto deste Pregão e excluídos da composição dos preços ofertados.

Nome: Evelyn Almeida Santos Pereira

Cargo: Analista de Licitação Sênior

CPF: 370.978.918-40

Endereço: Rua Londres, 297 - Vila Metalúrgico - Santo André - CEP: 090220-320

E-mail Institucional: negocios@alpharad.com.br

E-mail pessoal: licita@alpharad.com.br

Telefone: (11) 3356-0335

Endereço da empresa: Rua Araújo Lima, 09, Piso Superior, Bairro Jardim Stella, Santo André SP, CEP: 09185-680

Santo André, 11 de Setembro de 2025



ALPHARAD MATERIAIS PARA DIAGNÓSTICOS LTDA
C.N.P.J. : 05.923.871/0001-09 - I. E. : 626.682.052.110

E-Mail : negocios@alpharad.com.br, licita@alpharad.com.br

Representante Legal


ALPHARAD MATERIAIS PARA DIAGNÓSTICOS EIRELI - ME
Evelyn Almeida Santos Pereira
Procuradora
RG.: 41.588.039-7
CPF: 370.978.918-40

EVELYN ALMEIDA SANTOS PEREIRA

RG:41.588.039-7

CPF:370.978.918-40

INSTRUÇÃO DE USO

CONECTOR EXTENSOR ESPIRAL EM Y ANTIRREFLUXO COM TAMPA ALPHALOW-Y

Descrição Técnica:

O Extensor Espiral em Y com duas válvulas Antirrefluxo, é destinado para infusão de meios de contraste radiológico ou soro, na área de Diagnóstico por Imagem, através de Bombas Injetoras de **duas cabeças** em procedimentos de **Tomografia Computadorizada e Ressonância Magnética**.

Possui conectores fêmea, e macho rotativo; tampas protetoras das conexões em polietileno de alta densidade.

As válvulas antirrefluxo não permitem o retorno da solução a ser infundida, assim garantindo que tudo que for injetado não retorne e nem vaze.


Produto suporta pressão de até 300 PSI.

Medidas: 120cm - 180cm - 200CM - 250CM

Códigos AlphaLow-Y: AEAY-010120 - AEAY-010180 - AEAY-010200 - AEAY-010250

TOMOGRAFIA E RESSONÂNCIA - Modo de usar:

- 1- Retire o produto de sua embalagem com condições assépticas.
- 2 - Retire as tampas protetoras das conexões fêmeas e conecte-as nas seringas já instaladas na bomba injetora.
- 3 - A extensão que contém o conector macho rotativo, deverá ser acoplado no conector fêmea ao acesso do paciente.



FINALIDADE

Transportar e promover a aplicação biologicamente segura de contraste, soro fisiológico ou outro material compatível com os componentes dos extensores e uso de injetora.

Esterilizado em Óxido de Etileno - ETO.

PRECAUÇÕES

Verificar se as conexões estão fixas corretamente antes de iniciar a injeção de contraste.

Não utilize o produto caso a embalagem esteja danificada ou fora do prazo de validade.

Este produto deve ser utilizado por um profissional qualificado da área de radiologia.

ADVERTÊNCIAS

Não utilizar este produto com pressões superiores ao indicado em cada página.

Proibido reutilizar- produto de uso único.

ARMAZENAMENTO

Deve ser armazenado em temperatura ambiente entre 15º a 30º.

DESCARTE

Descartar o produto de acordo com procedimentos sanitários para materiais potencialmente contaminados, conforme legislação sanitária.

 CNPJ: 11.367.066/0001-30 - website: www.alpharad.com.br
 Fabricante: Alpharad Ind. Com. Imp. e Exp. de Prod. Hosp. LTDA
Rua Pereira Coutinho, 254 - Jardim Stella - Santo André/SP
Fone: (11) 4992-9000 - E-mail: sac@alpharad.com.br
 Responsável Técnico: Dra. Renata Lopes de Souza - CRF/SP: 49581
Registro ANVISA: 80634889012
INDÚSTRIA BRASILEIRA

CONECTOR EXTENSOR RETO COM ANTIRREFLUXO COM TAMPA

ALPHALINE-CT

ALPHATHIN-CT

ALPHASLIM-CT

Descrição Técnica:

O Extensor reto com uma ou duas válvulas Antirrefluxo - **Linha do Paciente**, é destinado para infusão de meios de contraste radiológico ou soro, na área de Diagnóstico por Imagem, através de Bombas Injetoras em procedimentos de **Tomografia Computadorizada e Ressonância Magnética**.

Permite a administração de diferentes soluções contínuas e intermitentes também na Oncologia.

Modelo mais utilizado na Oncologia é o de 20cm.

Possui conectores fêmea, e macho rotativo; tampas protetoras das conexões em polietileno de alta densidade.

A válvula antirrefluxo não permite o retorno da solução a ser infundida, assim garantindo que tudo que for injetado não retorne e nem vazze.

Produto suporta pressão de até 300 PSI.

Medidas:

20cm - 40cm - 60cm - 100cm - 120cm - 140cm- 150cm - 160cm - 180cm - 200cm - 250cm

Códigos AlphaLine-CT: (UMA VÁLVULA)

ALRA-010020 - ALRA-010040 - ALRA-010060 - ALRA-010100 - ALRA-010120 ALRA-010140 - ALRA-010150 - ALRA-010160 - ALRA-010180 - ALRA-010200 - ALRA-010250

Códigos AlphaThin-CT: (UMA VÁLVULA)

ATRA-020020 - ATRA-020040 - ATRA-020060 - ATRA-020100 - ATRA-020120 - ATRA-020140 - ATRA-020150 - ATRA-020160 - ATRA-020180 - ATRA-020200 - ATRA-020250

Códigos AlphaSlim-CT: (DUAS VÁLVULAS)

ASRA-030020 - ASRA-030040 - ASRA-030060 - ASRA-030100 - ASRA-030120 - ASRA-030140 - ASRA-030150 - ASRA-030160 - ASRA-030180 - ASRA-030200 - ASRA-030250

TOMOGRAFIA E RESSONÂNCIA - Modo de usar:

1 - Retire o produto de sua embalagem com condições assépticas.

2 Esterilizado em óxido de etileno ETO.

3 - Retire as tampas protetoras das fêmeas.

4 - Verifique se todo o sistema complementar dos demais extensores estejam conectados corretamente na bomba injetora.

4- Conecte as fêmeas do Extensor reto Linha do Paciente no extensor intermediário do sistema;

5- Conecte o macho rotativo ao acesso do paciente.

OU

Com tamanho suficiente, também pode ser acoplado diretamente nas seringas e conectado ao acesso do

5 paciente , o uso ficará à critério do profissional.

Consultas

ANVISA - Agência Nacional de Vigilância Sanitária

Detalhes do Produto	
Nome da Empresa Detentora da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	ALPHARAD INDUSTRIA, COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP
CNPJ do Detentor da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	11.367.066/0001-30
Autorização de Funcionamento da Empresa	8.06.348-8
Nome do Dispositivo Médico	CONECTOR EXTENSOR COMPLETO COM TAMPA
Nome Técnico do Dispositivo Médico	Extensor
Número da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	80634889012
Situação da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	Válido
Processo da Notificação ou Registro do Dispositivo Médico	25351926780202446
Fabricante Legal do Dispositivo Médico	FABRICANTE: ALPHARAD INDUSTRIA, COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP - BRASIL - CNPJ / Código Único: 11367066000130 - Endereço: Rua PEREIRA COUTINHO 254 Jardim Stella 09185670
Classificação de Risco do Dispositivo Médico	II - MEDIO RISCO
Data de Início da Vigência da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	14/02/2024
Data de Vencimento da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	VIGENTE

Tipo de Arquivo	Arquivos	Expediente, data e hora de inclusão
INSTRUÇÕES DE USO OU MANUAL DO USUÁRIO DO PRODUTO	IU.02-REV01.pdf	0969797249 - 16/07/2024 15:01:28

Modelo Produto Médico
EXTENSOR RETO - EXTENSOR RETO COM ANTIRREFLUXO - EXTENSOR RETO EM Y - EXTENSOR ESPIRALADO - EXTENSOR ESPIRALADO COM ANTIRREFLUXO - EXTENSOR ESPIRALADO EM Y - EXTENSOR DE UMA VIA - EXTENSOR DE DUAS VIAS - EXTENSOR DE ALTA PRESSÃO