

PROPOSTA DE PREÇOS

A
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE PÚBLICA DO RIO GRANDE DO NORTE
DISPENSA ELETRÔNICA Nº 31/2026
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 00053-00136872/2025-19 - Código UASG: 170394

À DIRETORIA DE CONTRATAÇÕES E AQUISIÇÕES DO CBMDF

Endereço: Setor de Administração Municipal – SAM, Quadra “B”, Bloco “D”, CEP 70610-600, Brasília/DF (ao lado do DER) fone 0xx(61) 3901-0190.

Apresentamos PROPOSTA DE PREÇOS de acordo com as especificações, condições e prazos estabelecidos no Aviso de Dispensa Eletrônica nº 31/2026 -DICOA/DEALF/CBMDF, dos quais nos comprometemos a cumprir integralmente.

NOME DA PROPONENTE: Idr Distribuidora Hospitalar Ltda

CNPJ: 61.590.552/0001-91

INSCRIÇÃO ESTADUAL OU MUNICIPAL OU DISTRITAL: 684.178.619-112

ENDEREÇO COMPLETO: R. Visconde do Rio Branco, 383, Centro, Taquaritinga/SP

CEP:15.900-015

TELEFONE: 16 3252-9512

ENDEREÇO DE CORREIO ELETRÔNICO: idrdistribuidorahospitalar@gmail.com

DADOS BANCÁRIOS: Banco do Brasil Agência: 0257-7 C/C 41280-5

Declaramos que concordamos com todas as condições estabelecidas no Aviso de Dispensa Eletrônica e seus respectivos Anexos.

Nossa cotação para o fornecimento do objeto está especificada, conforme abaixo:

N	UN	Descrição	Marca/ Fabricante	Registro	Qtd.	Valor Unit R\$	Valor Total R\$
01	Galão 5000 MI	Desinfetante à Base de Ácido Peracético Observação: O produto acompanha o inibidor de corrosão compatível.	Pront Use 2000 Ecoper Química Ltda	321540012	64	200,00	12.800,00
02	Frasco 30 un	Fitas Reagentes para Ácido Peracético	Indic Tape 50 A 2000 Ecoper Química Ltda	Isento	64	66,86	4.279,04

Valor total da proposta R\$17.079,04 (Dezessete mil e setenta e nove reais e quatro centavos).

R. Visconde do Rio Branco, 383, Centro, Taquaritinga/SP, CEP 15.900-015

Fone (16)3252-9512 E-mail: idrdistribuidorahospitalar@gmail.com

CNPJ: 61.590.552/0001-91 – Insc. Estadual: 684.178.619-112

Joao Fernando
Deodato
Bocchio:35422552890
Assinado de forma digital
por Joao Fernando Deodato
Bocchio:35422552890
Dados: 2026.05.18 15:53:56
-03'00'

Declaramos que esta proposta tem validade de 60 (sessenta) dias corridos.

Declaro que prestarei os serviços da forma especificada no Termo de Referência que segue como Anexo I ao Aviso de Dispensa Eletrônica nº 31/2026 -DICOA/DEALF/CBMDF.

Declaramos ainda, que nos preços estão inclusos todos os tributos, fretes, tarifas e demais despesas decorrentes da execução do objeto.

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES:

Procedência: Nacional.

Prazo da proposta: O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data da fase de lances.

Prazo de entrega: No prazo máximo de 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data da assinatura do contrato ou do recebimento da Nota de Empenho, quando não houver a formalização do instrumento de contrato.

Prazo de pagamento: O pagamento será feito de acordo com as Normas de Execução Orçamentária, Financeira e Contábil do Distrito Federal, mediante a apresentação de Nota Fiscal, liquidada em até 30 (trinta) dias a contar de sua apresentação, devidamente atestada pelo Executor de Contrato/Executor da Nota de Empenho, devidamente nomeado pelo CBMDF.

Dados Bancários: Banco do Brasil Agência: 0257-7 C/C 41280-5

Nos preços propostos estão incluídos, além do lucro, todas as despesas e custos, como por exemplo: transportes, tributos de qualquer natureza e todas as despesas, diretas ou indiretas, relacionadas com o fornecimento do objeto da presente licitação.

Taquaritinga, 18 de maio de 2026.

Joao Fernando
Deodato

Bocchio:35422552890


Assinado de forma digital por Joao
Fernando Deodato
Bocchio:35422552890
Dados: 2026.05.18 15:54:10 -03'00'

João Fernando Deodato Bocchio

Sócio Proprietário

CPF 354.225.528-90

RG: 57.267.867-8

PRONT-USE 2000		BOLETIM TÉCNICO
Ácido Peracético 0,2%		BT PRONT-USE 2000
Não Classificado como perigoso para transporte		Revisão:03 Data da Revisão: Julho/2025
Validade: 24 meses após fabricação		Registro Anvisa: MS: 321540012

DESCRIÇÃO

Produto líquido, incolor, constituído de mistura equilibrada de Ácido Peracético, Peróxido de Hidrogênio, Ácido Acético e veículo estabilizado.

Desinfetante de Alto Nível de uso profissional especialmente desenvolvido para utilização hospitalar, odontológica e laboratórios.

PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS

Aspecto	Líquido límpido Incolor
Odor	Avinagrado
Ácido Peracético	0,17 – 0,23 %
Peróxido de Hidrogênio	3,3 - 4,8 %
Densidade à 20°C	1,016 a 1,017 g/cm3
Solubilidade	Totalmente miscível em água
Temperatura para estocagem	Máximo 35°C
Temperatura para transporte	Máximo 35°C

APLICAÇÃO

PRONT-USE 2000 é um Desinfetante de Alto Nível, para aplicação a frio, em artigos semicríticos (ex: equipamentos de assistência respiratória, lâminas de laringoscópio, endoscópios flexíveis e todo material que entra em contato com mucosa e pele não íntegra), artigos não críticos (ex: comadre, termômetro e todo material que entra em contato com pele íntegra) e superfícies fixas, com rápida ação através de poderoso efeito de oxidação, eficaz contra bactérias, fungos, vírus (inclusive esporulados) e com grande espectro, sendo decomposto após aplicação e sem resíduos biologicamente incompatíveis com o meio ambiente.

Para desinfecção de alto nível, lavar enxaguar e secar previamente os artigos a serem tratados, adicionar o inibidor de corrosão (20 mL do Inibiplus Líquido ou 10 gramas do Inibiplus em pó para cada litro do produto puro) ao produto e agitar até a sua homogeneização completa, imergir totalmente os artigos nesta solução e deixar em contato por 10 minutos.

Após a desinfecção. Retirar os artigos da solução, enxaguar e secar. Trocar a solução a cada 30 dias ou quando a mesma apresentar concentração de ácido peracético abaixo de 0,2 % ou 2000 ppm utilizando a fita indicadora INDIC TAPE 50-2000 para monitoramento.

DOSAGEM

O PRONT-USE 2000 é pronto para o uso e não requer diluição. Adicionar 20 ml de INIBIPLUS 2000 L (Inibidor de Corrosão) para cada litro de PRONT-USE 2000 e agitar até sua homogeneização completa, imergir totalmente os artigos nesta solução, deixando em contato por 10 minutos.

ASPECTOS DE SEGURANÇA

RISCOS

Como todos os produtos deste tipo, o PRONT-USE 2000 irrita as vias respiratórias e pode causar irritação na pele e olhos. Não é combustível, porém é oxidante e sensível ao calor. O contato com ácidos e álcalis concentrados, agentes redutores, bem como sujeira, cinza, ferrugem e poeira metálica pode causar a decomposição do produto. Deve-se evitar a estocagem junto a materiais combustíveis.

MEDIDAS DE SEGURANÇA

Trabalhando com o PRONT-USE 2000, deve-se sempre usar óculos de segurança, roupas protetoras, luvas de procedimento nitrílica ou Neoprene e máscara com filtro contra vapores ácidos. Não se deve comer, beber ou fumar ao manipular este produto. Evitar o contato com olhos e pele, porém caso isso ocorra, lavar imediatamente com bastante água e procurar cuidados médicos. Remover qualquer roupa contaminada imediatamente.

ESTOCAGEM

Este produto deverá ser estocado na embalagem original fechada, em temperatura abaixo de 35°C, longe de fontes de ignição, calor e protegido contra a luz solar direta.

MATERIAIS COMPATÍVEIS

O manuseio do PRONT-USE 2000 deve ser realizado utilizando-se materiais compatíveis: vidro, polietileno, porcelana, PVC, PTFE (Teflon®), polipropileno e aço inox (AISI 304L e 316L).

TRANSFERÊNCIA

Com auxílio de um recipiente plástico graduado, coletar apenas a quantidade a ser utilizada para seu processo. Nunca devolver o produto para sua embalagem original.



ECOPER QUÍMICA LTDA

Rua Orazio Stanco, 520 – Pq. dos Eucaliptos – Pólo Industrial
CEP 07832-040 - Franco da Rocha - SP
Fone: (11) 4997- 8300 / (11) 4997 - 8666 / (11) 4486 - 5353
E-mail: vendas@ecoper.com.br – ecoper@ecoper.com.br

DESCARTE OU DERRAMAMENTO

Se houver necessidade de descartar o produto, diluí-lo em água (1 litro de PRONT-USE 2000 puro para Diluí-lo em água para que o mesmo esteja a 500 ppm (1 parte de ÁCIDO PERACÉTICO 0,2% puro para 3 partes de água).


OBS: A concentração de ácido peracético deve ser verificada por meio de análise titulométrica ou com o uso de fita indicadora

Caso ocorra derramamento, recomenda-se controlá-lo, se possível, absorvendo o derramamento com material absorvente inerte (vermiculita , areia ou Serragem).

É imprescindível, na eliminação dos materiais que absorveram o produto, lavá-los com grande quantidade de água.

A ECOPER está à disposição para orientações na utilização do PRONT-USE 2000. Consulte-nos.



	FISPQ- FICHA DE INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA PRODUTOS QUÍMICOS INDICADOR QUANTITATIVO PARA ACIDO PERACETICO	INDIC TAPE 50 A 2000
		Data Revisão: 25112016
		Revisão: 5

De acordo com NBR 14725-4: 2014

1. IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E DA EMPRESA

1.1. Identificadores do produto

- Nome do Produto:.....INDIC TAPE 50 A 2000
- Tipo (s) do produto..... FITA INDICADORA PARA ACIDO PERACETICO
- Utilização:INDICAR SEMI-QUANTITAVAMENTE A CONCENTRAÇÃO DE ACIDO PERACETICO.

1.2. Detalhes do Fabricante

- Nome da empresa. ECOPER QUÍMICA LTDA.
- Endereço. Rua: Orazio Stanco, 520 - Parque dos Eucaliptos
Pólo Industrial - Franco da Rocha - SP

1.3. Número de telefone de emergência:

- Telefone de Emergência. +55 11 4486-5353
- Celular:..... +55 11 94008-4392
- Centro de Informação Toxicológicas:..... 0800-771-3733 ou (19) 3521-7555
- E-mail:..... qualidade@ecoper.com.br

PRINCIPAIS APLICAÇÕES:

Indicador semi-quantitativo de concentração para Ácido Peracético. Produto exclusivamente para uso profissional.

A FISPQ é destinada a substâncias químicas e suas misturas. Esta fita indicadora de Ácido Peracético não se enquadra nesta categoria de produto.

INFORMAÇÕES SOBRE TRANSPORTE

ANTT	
Número ONU:	Não Aplicável
Nome apropriado para embarque:	FITA INDICADORA DE ACIDO PERACETICO
Rótulo Classe de risco:	Não Aplicável
Número de risco:	Não Aplicável
Grupo de embalagem	Não Aplicável
Classificação:	Não Aplicável
Observações:	Não Aplicável

IATA - DGR	
Número ONU:	Não Aplicável
Nome apropriado para embarque:	FITA INDICADORA DE ACIDO PERACETICO
Rótulo Classe de risco:	Não Aplicável
Número de risco:	Não Aplicável



FISPQ- FICHA DE INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA PRODUTOS QUÍMICOS

INDICADOR QUANTITATIVO PARA ACIDO PERACETICO

INDIC TAPE 50 A 2000

Data Revisão: 25112016

Revisão: 5

De acordo com NBR 14725-4: 2014

Grupo de embalagem	Não Aplicável
Classificação:	Não Aplicável
Observações:	Não Aplicável

IMDG	
Número ONU:	Não Aplicável
Nome apropriado para embarque:	FITA INDICADORA DE ACIDO PERACETICO
Rótulo Classe de risco:	Não Aplicável
Número de risco:	Não Aplicável
Grupo de embalagem	Não Aplicável
Classificação:	Não Aplicável
Observações:	Não Aplicável

ADR	
Número ONU:	Não Aplicável
Nome apropriado para embarque:	FITA INDICADORA DE ACIDO PERACETICO
Rótulo Classe de risco:	Não Aplicável
Número de risco:	Não Aplicável
Grupo de embalagem	Não Aplicável
Classificação:	Não Aplicável
Observações:	Não Aplicável

RID	
Número ONU:	Não Aplicável
Nome apropriado para embarque:	FITA INDICADORA DE ACIDO PERACETICO
Rótulo Classe de risco:	Não Aplicável
Número de risco:	Não Aplicável
Grupo de embalagem	Não Aplicável
Classificação:	Não Aplicável
Observações:	Não Aplicável



A medida certa para cada aplicação

ECOPER QUÍMICA LTDA

Rua Orazio Stanco, 520 – Pq. dos Eucaliptos – Pólo Industria
CEP 07832-040 - Franco da Rocha – SP

Vendas: Fone: (11) 4997- 8300 / Fone/Fax: (11) 4997- 8666

E-mail: vendas@ecoper.com.br - ecoper@ecoper.com.br

INDIC TAPE 50 a 2000 ppm		BOLETIM TÉCNICO
Indicador Semi-Quantitativo para Ácido Peracético		BT INDIC TAPE 50 a 2000 ppm
UN N/A – Classe de Risco N/A		Data da Revisão: 04/11/2020
Validade: 24 meses após fabricação.		Isento de Registro

DESCRIÇÃO

Fórmula constituída de sais de iodeto, formando um complexo de cor amarelo claro a marrom escuro, quando mergulhado em uma solução de Ácido Peracético.

PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS

Aspecto	Fita plástica com sais na extremidade
Embalagem	Frascos contendo 15, 30 ou 100 fitas (3 fitas apenas para o kit de Pront-Use 2000 1L)
Temperatura de estocagem	Máximo 35°C
Temperatura de transporte	Máximo 35°C

APLICAÇÃO

Em todo processo em que houver necessidade de controle de concentração de Ácido Peracético, afim de assegurar que o nível de efetividade do produto esteja dentro do especificado.

A faixa de indicação varia de acordo com a necessidade: de produto esterilizante, desinfetante de alto nível ou intermediário até produto para superfícies fixas.

Para atender as variadas concentrações, a fita é capaz de identificar de 50 a 2000 ppm de ácido peracético.

MODO DE USAR: Em um recipiente limpo, coletar amostra suficiente do produto a ser analisado, em seguida mergulhar a fita INDIC TAPE por 10 segundos na solução, retirar a fita, eliminar com cuidado o excesso de solução e comparar, **IMEDIATAMENTE**, a cor que aparecerá na fita com as cores contidas no rótulo do frasco.

DOSAGEM

N/A



A medida certa para cada aplicação

ECOPER QUÍMICA LTDA

Rua Orazio Stanco, 520 – Pq. dos Eucaliptos – Pólo Industria
CEP 07832-040 - Franco da Rocha – SP

Vendas: Fone: (11) 4997- 8300 / Fone/Fax: (11) 4997- 8666

E-mail: vendas@ecoper.com.br - ecoper@ecoper.com.br

ASPECTOS DE SEGURANÇA

RISCOS

Não existem riscos relevantes relacionados ao produto INDIC TAPE 50 a 2000 ppm, no entanto, por ser utilizado na caracterização de ácido peracético, existem os riscos da aplicação. O contato com o ácido peracético pode irritar pele, mucosa e olhos.

MEDIDAS DE SEGURANÇA

Por ser utilizado junto ao Ácido Peracético, deve-se sempre usar óculos de segurança, roupas protetoras, luvas de procedimento, máscara com filtro contra vapores ácidos. Não se deve comer, beber ou fumar ao manipular este produto. Evitar o contato com olhos e pele, porém caso isso ocorra, lavar imediatamente com bastante água e procurar cuidados médicos. Remover qualquer roupa contaminada imediatamente.

ESTOCAGEM

Este produto deverá ser estocado na embalagem original fechada, em temperatura abaixo de 35°C, longe de fontes de ignição, umidade, calor e protegido contra a luz solar direta.

MATERIAIS COMPATÍVEIS

O INDIC TAPE 50 a 2000 ppm, deve ser mantido em sua embalagem original. Não existem restrições de compatibilidade em sua aplicação.

TRANSFERÊNCIA

Coletar apenas uma fita para efetuar o teste e fechar o frasco imediatamente, evitando que as fitas no interior da embalagem recebam o ar ambiente. Nunca devolver o produto para sua embalagem original.

DESCARTE OU DERRAMAMENTO

Se houver necessidade de descartar a fita sem uso, pode-se descartar diretamente em lixo comum. Caso a fita tenha sido utilizada, deve-se primeiro lavar com água para remover resíduos de ácido peracético.

A ECOPER está à disposição para orientações na utilização do INDIC TAPE 50 a 2000 ppm.
Consulte-nos.

Detalhe do Produto: PRONT-USE 2000

Nome da Empresa	ECOPER QUÍMICA LTDA		
CNPJ	02.535.505/0001-86	Autorização	3.02.154-0
Nome Comercial	PRONT-USE 2000		
Classe Terapêutica	DESINFETANTE DE ALTO NÍVEL		
Registro	321540012		
Processo	25351.654259/2012-33		
Vencimento do registro	08/04/2028		
Situação do Produto	ATIVO		

Rótulo	
Visualizar 1º rótulo	Visualizar 2º rótulo

Apresentação <input type="checkbox"/> ATIVA	Forma Farmacêutica	Nº Apres.	Data de Publicação
BOMBONA PLASTICA OPACA + CAIXA DE PAPELÃO	LIQUIDO	1	08/04/2013
Validade	24 meses	Registro	3215400120019
Princípio Ativo			
Embalagem	<ul style="list-style-type: none"> Primária - BOMBONA PLASTICA OPACA Secundária - CAIXA DE PAPELÃO 		
Local de Fabricação	Fabricantes Nacionais <ul style="list-style-type: none"> ECOPER QUÍMICA LTDA - FRANCO DA ROCHA - BRASIL Fabricantes Internacionais <i>[sem dados cadastrados]</i>		
Via de Administração	<i>[sem dados cadastrados]</i>		
IFA único	Não		
Conservação	INDICADO NO TEXTO DE ROTULAGEM		

Restrição de prescrição	<i>[sem dados cadastrados]</i>
Restrição de uso	<i>[sem dados cadastrados]</i>
Destinação	<i>[sem dados cadastrados]</i>
Restrito a hospitais	Não Informado
Tarja	<i>[sem dados cadastrados]</i>
Medicamento de referência	Não
Apresentação fracionada	Não

Apresentação <input type="checkbox"/> ATIVA	Forma Farmacêutica	Nº Apres.	Data de Publicação
FRASCO DE PLASTICO OPACO + CAIXA DE PAPELAO	LIQUIDO	2	08/04/2013
Validade	24 meses	Registro	3215400120027
Princípio Ativo			
Embalagem	<ul style="list-style-type: none"> • Primária - FRASCO DE PLASTICO OPACO • Secundária - CAIXA DE PAPELAO 		
Local de Fabricação	Fabricantes Nacionais <ul style="list-style-type: none"> • ECOOPER QUÍMICA LTDA - FRANCO DA ROCHA - BRASIL Fabricantes Internacionais <i>[sem dados cadastrados]</i>		
Via de Administração	<i>[sem dados cadastrados]</i>		
IFA único	Não		
Conservação	INDICADO NO TEXTO DE ROTULAGEM		
Restrição de prescrição	<i>[sem dados cadastrados]</i>		
Restrição de uso	<i>[sem dados cadastrados]</i>		
Destinação	<i>[sem dados cadastrados]</i>		
Restrito a hospitais	Não Informado		

Tarja	<i>[sem dados cadastrados]</i>
Medicamento de referência	Não
Apresentação fracionada	Não
Voltar	